

## Scelta dei blocchetti

NOVAPress® Traslucenza		Indicazione					Tecnica			
		Rivestimento	Inlay Onlay	Corona parziale	Corona frontale	Corona laterale	Ponte frontale a tre elementi	Tecnica di pittura	Stratificazione ridotta	Tecnica di stratificazione
S	molto alta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SLT	alta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SLM	media		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
L	bassa				✓	✓	✓			✓
pearl	molto alta	✓						✓		
SLT bleach	media	✓			✓			✓	✓	
SLT bleachT	media	✓			✓					

