

Auswahl Rohlinge

NOVAPress® Transluzenz		Indikation						Technik		
		Verblend- schale	Inlay Onlay	Teilkrone	Frontzahn- krone	Seitenzah- krone	Dreigliedrige FZ Brücke	Maltechnik	Reduzierte Schichtung	Schicht- technik
S	sehr hoch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SLT	hoch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SLM	mittel		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
L	niedrig				✓	✓	✓			✓
pearl	sehr hoch	✓						✓		
SLT bleach	mittel	✓			✓			✓	✓	
SLT bleachT	mittel	✓			✓					

